

NEW



影片介紹

## 真空過濾系統

### 特性

#### ► 無汙染、免保養

Rocker 系列幫浦利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

#### ► 專利旋卡緊扣設計

Rocker 300 - LF 30 使用的過濾漏斗，採用洛科專利旋卡扣緊技術 (M381450)，安裝快速、緊密且不需使用夾具。

#### ► 專利磁式吸附設計

Rocker 300 - MF 31 磁力設計的過濾漏斗 (I551337)，在高度密封性下仍能單手操作實驗流程。

#### ► 快速排水設計

Rocker 300 - MF 31 搭配的玻璃瓶具特製的排水設計，不需要拆裝就可以排放廢液。

#### ► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

北美 CSA 認證 (Rocker 300)

IP 30 防護等級 (Rocker 300)

RoHS 認證 (Rocker 300)

#### ► 二年產品保固 (Rocker 300)

### 應用

#### ► 水中懸浮固形物檢測

#### ► 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

### 167305-11(22)

Rocker 300 - LF 30 真空過濾系統，包含：

\* Rocker 300 無油式真空幫浦

\* LF 30 過濾瓶組

\* 高壓矽膠管

### 167311-11(22)

Rocker 300 - MF 31 真空過濾系統，包含：

\* Rocker 300 無油式真空幫浦

\* MF 31 過濾瓶組

\* 高壓矽膠管

### 167300-37

Hoop 圓形固定架

Rocker 300 - LF 30 / SF 30 / SF 10 專用

### Rocker 300 - LF 30



### Rocker 300 - MF 31



## 產品規格

型號	Rocker 300 - LF 30		Rocker 300 - MF 31	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
最大真空度	99 mbar / 685 mmHg			
最大流量	23 L/min	20 L/min	23 L/min	20 L/min
真空調壓閥	Yes			
浮球濾芯組	Yes			
適用軟管內徑	ID8		ID8	
型號	LF 30		MF 31	
過濾杯	300 mL		300 mL	
接收瓶	1200 mL		1000 mL	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
浮球防溢保護裝置	Yes		-	
排水裝置	-		Yes	