



PES 真空瓶

規格	PES 真空瓶 1200 mL	PES 真空瓶 1200 mL
型號	197000-11	197000-12
液位刻度間距	100 mL	100 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes
過濾瓶組轉接蓋	Yes	-
適用軟管內徑	ID8	ID4 ~ ID8
蒸氣滅菌	Yes	Yes



PP 真空瓶

規格	PP 真空瓶 1000 mL	PP 真空瓶 2000 mL
型號	197100-10	196100-0406
液位刻度間距	250 mL	-
浮球防溢保護裝置	-	-
適用軟管內徑	ID6	ID6
蒸氣滅菌	Yes	Yes




GL45 硼矽玻璃血清瓶

規格	玻璃血清瓶 500 mL	玻璃血清瓶 1000 mL	玻璃血清瓶 3500 mL
型號	197000-60-500	197000-60-1000	197000-60-3500
蓋子	GL45 抽氣轉接座	GL45 抽氣轉接座	GL45 抽氣轉接座
液位刻度間距	100 mL	100 mL	500 mL
適用軟管內徑	ID6	ID6	ID6
蒸氣滅菌	Yes	Yes	Yes



快速接頭

規格	1/4 inch 公接頭	1/4 inch 母接頭
型號	197201-38	197201-39
適用軟管內徑	ID6	ID6
材質	POM, FKM	POM, SS316, FKM
蒸氣滅菌	Yes	Yes



多功能試管架

規格	白底試管架	藍底試管架
型號	197010-36	197010-36-1
材質	PP	PP

* PES : Polyethersulfone, PP : Polypropylene