



PES / PC 真空瓶

規格	PES 真空瓶 1200 mL	PC 真空瓶 1200 mL
料號	197000-11	197000-11-PC
液位刻度間距	100 mL	100 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes
廢液抽取轉接蓋	Yes	Yes
適用軟管內徑	ID8	ID8
蒸氣滅菌	Yes	Yes



PP 真空瓶 / 排水真空瓶

規格	PP 真空瓶 4000 mL	PP 排水真空瓶 4000 mL
料號	197200-47	197200-48
接頭形式	插心接頭	插心接頭
液位刻度間距	500 mL	500 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8
排水裝置	-	Yes
蒸氣滅菌	Yes	Yes



GL45 抽氣轉接座 / 過濾轉接座

規格	GL45 抽氣轉接座	GL45 過濾轉接座
料號	197000-60	197000-65
瓶蓋材質	PP	PP
墊片材質	-	PTFE
適用矽膠塞	-	8 號矽膠塞
適用軟管內徑	ID6	ID4 ~ ID8
蒸氣滅菌	Yes	Yes




濾膜 (Membrane Filters)

規格	玻璃纖維濾紙	MCE 濾膜
料號	167100-20	167100-52
廠牌	Pall	Pall
濾膜直徑	47 mm	47 mm
濾膜孔徑	1 μ m	0.45 μ m
濾膜材質	Glass fiber	MCE
包裝	100/PK	200/PK



多層過濾轉接器

規格	多層過濾轉接器
料號	167230-05
本體材質	PTFE
濾膜墊片材質	不鏽鋼濾網
濾膜直徑	47 mm
適用漏斗	(選配) 玻璃過濾漏斗 300 mL



Hoop 圓形固定架 **NEW**

規格	Rocker 300 圓形固定架	Rocker 300C 圓形固定架
料號	167300-37	189300-37
適用幫浦	Rocker 300 / 300C / 400 / 410	Rocker 300 / 300C / 400 / 410
適用過濾瓶組	LF 30 / SF 10 / SF 30	VF 12
適用瓶組直徑	Max.118 mm	Max.103 mm