

## PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦



觀看影片



Rocker 900C

產品貨號 189900-11(22)



Rocker 910C

產品貨號 189910-11(22)

## 產品特色

- ▶ **耐溶劑腐蝕**  
與氣體接觸之隔膜及腔體皆為鍍膜 PTFE，氣片採用 FKM 材質，可耐大部分溶劑。
- ▶ **無汙染、免保養**  
利用隔膜作動原理，不須使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染問題。
- ▶ **安靜、低震動**  
專業的機械配重與氣流設計，搭配高級吸震腳墊及消音器，讓幫浦運轉時更加安靜、低震動、不易位移，提供實驗室更安靜的使用環境。
- ▶ **過熱保護裝置**  
在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。
- ▶ **國際認證**  
歐盟 CE 安全認證  
IP 30 防護等級  
RoHS 認證
- ▶ **一年產品保固**

## 產品應用

- ▶ 真空蒸發、濃縮
- ▶ 真空乾燥 / 烘箱 / 脫泡
- ▶ 溶劑純化
- ▶ 實驗室真空過濾

## 產品規格

| 型號         | Rocker 900C     |                | Rocker 910C     |                |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 技術數據       |                 |                |                 |                |
| 最大真空度      | 99 mbar abs.    |                | 25 mbar abs.    |                |
| 最大流量       | 60 L/min @60Hz  | 55 L/min @50Hz | 37 L/min @60Hz  | 31 L/min @50Hz |
| 適用軟管內徑     | ID8             |                | ID8             |                |
| 噪音值        | 60 dB           |                | 60 dB           |                |
| 淨重         | 6.8 Kg          |                | 6.8 Kg          |                |
| 尺寸 (LxWxH) | 37 x 13 x 21 cm |                | 37 x 13 x 21 cm |                |
| 電氣數據       |                 |                |                 |                |
| 電壓         | 110V            | 220V           | 110V            | 220V           |
| 頻率         | 50 / 60Hz       |                | 50 / 60Hz       |                |
| 最大功率       | 250W (1/3 HP)   | 190W (1/3 HP)  | 250W (1/3 HP)   | 190W (1/3 HP)  |
| 耗電流        | 1.2A            | 0.9A           | 1.2A            | 0.9A           |
| 安全性        | 過熱保護裝置          |                | 過熱保護裝置          |                |
| 其它         |                 |                |                 |                |
| 配件         | 玻璃緩衝瓶<br>真空調壓閥  |                | 玻璃緩衝瓶<br>真空調壓閥  |                |

\* 若使用強酸 / 強鹼 / 腐蝕性溶劑或溶液，請參考 Chemker 耐腐蝕真空幫浦