

## 耐腐蝕真空幫浦



◎ 觀看影片

**Chemker 300**

產品貨號 169300-11(22)

**Chemker 400**

產品貨號 169400-11(22)

**Chemker 410**

產品貨號 169410-11(22)

**Chemker 411**

產品貨號 169411-11(22)

## 產品特色

## ► 高耐腐蝕

Chemker 系列幫浦與氣體接觸的部分均使用 PTFE 材料及 FFKM 氣片，可耐大部分腐蝕性氣體。電器開關、外殼也經過防腐蝕處理，適合各種有機、酸鹼等腐蝕性氣體應用。

## ► 無汙染、免保養

Chemker 系列幫浦利用隔膜作動原理，不需要使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

## ► 安靜、低震動

Chemker 系列幫浦採直驅式動力傳輸，加上隔膜低衝程、低噪音的特性，使產品噪音皆保持在 52 dB 以下，安靜、低震在同級產品中名列前茅。

## ► 過熱保護裝置

Chemker 系列幫浦均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。

## ► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

RoHS 認證

## ► 一年產品保固

## 產品應用

Chemker 300 / Chemker 400

- 溶劑純化
- 固相萃取 (SPE)
- 凝膠電泳
- 實驗室真空過濾

Chemker 410 / Chemker 411

- 溶劑純化
- 旋轉蒸發 / 減壓濃縮
- 凝膠乾燥
- 實驗室真空過濾

## 產品規格

型號	Chemker 300		Chemker 400		Chemker 410		Chemker 411	
技術數據								
最大真空度	99 mbar abs.		99 mbar abs.		10 mbar abs.		10 mbar abs.	
最大流量	20 L/min @60Hz	18 L/min @50Hz	38 L/min @60Hz	33 L/min @50Hz	20 L/min @60Hz	18 L/min @50Hz	20 L/min @60Hz	18 L/min @50Hz
適用軟管內徑	ID8		ID8		ID8		ID8	
噪音值	50 dB		52 dB		52 dB		52 dB	
淨重	5.0 Kg		7.0 Kg		7.0 Kg		7.4 Kg	
尺寸 (LxWxH)	20 x 11 x 21 cm		27 x 11 x 18 cm		26 x 15 x 18 cm		26 x 24 x 19 cm	
電氣數據								
電壓	110V	220V	110V	220V	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz		50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	70W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)	90W (1/6 HP)	90W (1/6 HP)	90W (1/6 HP)	90W (1/6 HP)	90W (1/6 HP)	90W (1/6 HP)
耗電流	0.8A	0.4A	1.1A	0.5A	1.2A	0.5A	1.2A	0.5A
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置		過熱保護裝置		過熱保護裝置	
其它								
配件	-		-		-		玻璃緩衝瓶 真空調壓閥	