

RONE

渦捲式真空幫浦



SVP 系列

產品特色

- ▶ 無油式設計，免保養
- ▶ 抽速範圍廣：72 ~ 1194 L/min (110V, 60Hz)
- ▶ 極限真空度可達 $6 \times 10^{-2} \sim 7.5 \times 10^{-3}$ torr
- ▶ 體積小，重量輕
- ▶ 低振動，低噪音，低能耗
- ▶ 能在大氣壓和真空之間頻繁啟動與關閉

產品應用

- ▶ 質譜儀分析測試儀器
- ▶ 真空爐 / 單晶爐 / 烘箱
- ▶ 無塵室真空應用

產品規格

型號	SVP 100	SVP 200	SVP 300	SVP 400	SVP 500
產品貨號	RON-SVP100-11	RON-SVP200-11	RON-SVP300-11	RON-SVP400-11	RON-SVP500-11
最大抽速	60Hz	72 L/min	144 L/min	306 L/min	624 L/min
	50Hz	60 L/min	120 L/min	258 L/min	522 L/min
最大真空度	6×10^{-2} Torr	4×10^{-2} Torr	1.9×10^{-2} Torr	7.5×10^{-3} Torr	7.5×10^{-3} Torr
噪音值	52 dB	57 dB	60 dB	61 dB	63 dB
漏率	1×10^{-8} Pa·m ³ /s				
最大進 / 排氣壓力	0.1 / 0.13 mPa				
進 / 排氣口法蘭	KF25 / KF16	KF25 / KF16	KF25 / KF16	KF40 / KF16	KF40 / KF16 x 2
工作環境溫度	5 ~ 40°C				
外形尺寸	單相	40.5 x 22.5 x 26 cm	42.5 x 25 x 28 cm	49.5 x 29 x 34 cm	53 x 31.6 x 36 cm
	三相	-	43 x 25 x 28 cm	49.5 x 29 x 34 cm	50.5 x 31.6 x 36 cm
淨重	單相	15 Kg	18 Kg	27 Kg	31 Kg
	三相	-	20 Kg	31 Kg	38 Kg