

## 直接排水式真空過濾系統



觀看影片



獲得專利



WaterVac 200 - MS

產品貨號 190210-01(02)



WaterVac 200 - MB

產品貨號 190220-01(02)



WaterVac 201 - MB

產品貨號 190221-01(02)



L 型排水接頭可 360 度旋轉

可搭配多種過濾杯轉接座及過濾漏斗  
(矽膠塞式、旋卡式及拋棄式)

## 產品特色

## ▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間

WaterVac 200 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。

## ▶ 直接排水，節省時間

內建抽水幫浦，直接排出濾液，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。

## ▶ 符合 ISO 8199 法規方法

每台 WaterVac 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，並提供穩定的流速，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。(※ ISO 8199: 水質培養的微生物計數通用指南)

## ▶ 多功能平台，相容性高

WaterVac 200 主機可依實驗需求更換各式過濾杯轉接座，並可搭配各式過濾漏斗及拋棄式過濾杯，讓各種過濾實驗及微生物檢測更加方便快速。

## ▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

## ▶ 一年產品保固

## 產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 相關訂購資訊

產品 / 配件	產品貨號
MF 3 Pro 磁式過濾漏斗 300 mL	200300-01-P
MF 5 Pro 磁式過濾漏斗 500 mL	200500-01-P
SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL	180100-01
SF 不鏽鋼過濾杯 300 mL	180100-03
SF 不鏽鋼過濾杯 500 mL	180100-05

## 產品規格

型號	WaterVac 200 - MS	WaterVac 200 - MB	WaterVac 201 - MB
技術數據			
最大真空度	313 mbar abs.		
最大液體流量	4.5 L/min		
適用軟管內徑	ID8		
噪音值	60 dB		
淨重	2.8 Kg		
尺寸 (LxWxH)	21 x 18 x 26 cm		
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠 , PP, PPS		
電氣數據			
輸入電源	DC24V, 1.8A		
最大功率	44W		
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)		
安全性	過載保護裝置		
其它			
過濾孔數	2	2	2
連接基座	矽膠塞式 ( 8 號矽膠塞 )	旋卡式	旋卡式
過濾漏斗	( 選配 ) MF 3 Pro / MF 5 Pro 磁式過濾漏斗 · 300 mL / 500 mL	( 選配 ) SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL / 300 mL / 500 mL	( 標配 ) SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 2