



觀看影片



LF 30



MF 31

產品特色

- ▶ LF 30 旋卡扣緊與浮球防溢保護，安全有保障
- ▶ MF 31 專利磁力設計搭配矽膠防傾倒吸盤，在高度密封性下仍能用單手操作

產品應用

一般性過濾，如微生物檢測、水中懸浮固體過濾等

產品規格

型號	LF 30	MF 31
材質		
過濾杯	PES	PES
過濾基座	PC	PES
濾膜墊片	PP	PES
接收瓶	PC	硼矽玻璃
排水管	-	橡膠 (不可滅菌)
規格		
漏斗容積	300 mL	300 mL
接收瓶容積	1200 mL	1000 mL
濾膜直徑	47 mm / 50 mm	47 mm
有效過濾面積	12.5 cm ²	13.1 cm ²
適用軟管內徑	ID8	ID8
排水裝置	-	Yes
浮球防溢保護裝置	Yes	-

相關訂購資訊

LF 30, PES 旋卡式過濾瓶組


197010-30

1	PP 過濾杯蓋	197000-36
2	PES 旋卡式過濾杯 300 mL	197000-34
3	PC 旋卡式過濾基座	197000-35
4	PC 廢液瓶蓋組	197000-32-PC
5	PC 廢液瓶 1200 mL	197000-31-PC

MF 31, PES 磁式過濾瓶組

200320-31

1	PP 過濾杯蓋	200300-36
2	PES 磁式過濾杯 300 mL	200300-30
3	PES 磁式過濾基座	200300-32
4	8 號矽膠塞	167110-16
5	快速排水型接收瓶 1000 mL (含：側邊螺紋接頭)	167300-08
6	接收瓶固定吸盤	167200-45



LF 30

MF 31