

47 mm 玻璃過濾瓶組

121°C / 1bar / 20 min

可高壓滅菌



VF 3

產品特色

- ▶ 硼矽玻璃漏斗與接收瓶提供極佳耐化性
- ▶ 矽膠固定吸盤可防止接收瓶意外翻倒，安全又可靠


產品應用

有機或腐蝕性液體之純化，如 HPLC、GC、AA 等分析溶劑

產品規格

型號	VF 3
材質	
過濾杯	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃
濾膜墊片	磨砂玻璃
夾具	鋁合金
接收瓶	硼矽玻璃
規格	
漏斗容積	300 mL
接收瓶容積	1000 mL
濾膜直徑	47 mm / 50 mm
有效過濾面積	12.6 cm ²
適用軟管內徑	ID8

* 接收瓶可耐真空約 5 mbar，建議僅用於真空過濾



VF 3

相關訂購資訊

VF 3, 47 mm 玻璃過濾瓶組	167200-03
磨砂帽式玻璃過濾漏斗 300 mL	167120-30
1 玻璃過濾杯 300 mL	167210-03
2 鋁製夾具 47 mm	167240-01
3 磨砂帽式玻璃過濾基座 47 mm (含：側邊螺紋接頭)	167230-01
4 帽式接收瓶 1000 mL	167250-01
5 接收瓶固定吸盤	167200-45