

直接排水式真空過濾系統



觀看影片



WaterVac 100 - MS

產品貨號 190110-01(02)



WaterVac 100 - MB

產品貨號 190120-01(02)



WaterVac 101 - MB

產品貨號 190121-01(02)



直接排水設計



可搭配多種過濾杯轉接座及過濾漏斗

產品特色

▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間

WaterVac 100 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。

▶ 直接排水，省時高效

內建抽水幫浦，可直接將濾液排出，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。

▶ 多功能平台，相容性高

WaterVac 100 主機可依實驗需求更換各式過濾杯轉接座，並可搭配各式過濾漏斗及拋棄式過濾杯，讓各種過濾實驗及微生物檢測更加方便快速。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

相關訂購資訊

產品 / 配件	產品貨號
MF 3 Pro 磁式過濾漏斗 300 mL	200300-01-P
MF 5 Pro 磁式過濾漏斗 500 mL	200500-01-P
SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL	180100-01
SF 不鏽鋼過濾杯 300 mL	180100-03
SF 不鏽鋼過濾杯 500 mL	180100-05

產品規格

型號	WaterVac 100 - MS	WaterVac 100 - MB	WaterVac 101 - MB
技術數據			
最大真空度	313 mbar abs.		
最大液體流量	0.5 L/min		
適用軟管內徑	ID6		
噪音值	55 dB		
淨重	1.2 Kg		
尺寸 (LxWxH)	17 x 12 x 10 cm		
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠 , PP, PA66		
電氣數據			
輸入電源	DC12V, 1.0A		
最大功率	12W		
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)		
其它			
過濾孔數	1	1	1
連接基座	矽膠塞式 (8 號矽膠塞)	旋卡式	旋卡式
過濾漏斗	(選配) MF 3 Pro / MF 5 Pro 磁式過濾漏斗 · 300 mL / 500 mL	(選配) SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL / 300 mL / 500 mL	(標配) SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL