

ROCKER

鋁製多連過濾座



觀看影片



ROCKER

SATO

YAMATO

Hansabiomed

SIBATA

Witeg

ASONE


其它

MultiVac 310 - MS

產品貨號 180310-01



Quick-Fit 接頭



MultiVac 610 - MS

產品貨號 180610-01



產品特色

► 極速拆裝設計

MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清
潔、滅菌、維護及更換。

► 全鋁材質，輕巧實惠

MultiVac 310 / 610 - MS 採用鋁合金材質製作，重量輕巧且價格實惠。

► Quick-Fit 接頭設計

MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，
符合各實驗室的設置需求。

► 獨立控制開關

MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

► 可搭配各式過濾漏斗

MultiVac 310 / 610 - MS 多連過濾座內含 8 號矽膠塞，可搭配各品
牌的過濾漏斗使用。

► 二年產品保固

產品應用

- 水中懸浮固體檢測
- 微生物檢測
- 實驗室真空過濾

相關訂購資訊

| 產品 / 配件 | 產品貨號 |
|------------------------|-------------|
| MF 3 Pro 磁式過濾漏斗 300 mL | 200300-01-P |
| 8 號矽膠塞 | 167110-16 |

產品規格

| 型號 | MultiVac 310 - MS | MultiVac 610 - MS |
|------------|-------------------|-------------------|
| 過濾孔數 | 3 | 6 |
| 適用濾膜直徑 | 依過濾漏斗 | 依過濾漏斗 |
| 漏斗容量 | 依過濾漏斗 | 依過濾漏斗 |
| 適用軟管內徑 | ID8 | ID8 |
| 淨重 | 1.8 Kg | 3.0 Kg |
| 尺寸 (LxWxH) | 48 x 13 x 16 cm | 85 x 13 x 16 cm |
| 各部位名稱 | 材質 | 材質 |
| 主體 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 獨立控制閥 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 過濾杯轉接座 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 接頭 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 手把 / 旋鈕 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| O-ring | FKM · 矽膠 | FKM · 矽膠 |

* 濾液經過材質為鋁合金、FKM