

直接排水式真空過濾系統



MultiVac 301 - MB - A

產品貨號 180301-01(02)-A



- Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦
- MultiVac 300 - MB, 3 連不鏽鋼過濾座
- SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL (3 pcs)
- Dragon 100 電子點火式本生燈
- MCE 濾膜, 47 mm, 0.45 m (200 pcs)
- 高壓矽膠管



MultiVac 601 - MB - A

產品貨號 180601-01(02)-A



- Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦
- MultiVac 600 - MB, 6 連不鏽鋼過濾座
- SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL (6 pcs)
- Dragon 100 電子點火式本生燈
- MCE 濾膜, 47 mm, 0.45 m (200 pcs)
- 高壓矽膠管



產品特色

▶ 大量微生物樣品過濾

MultiVac 301 / 601 - MB - A 過濾系統配備 Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦與不鏽鋼多連過濾座，過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼，可火焰快速滅菌，是專為大量微生物檢驗所設計的組合。

▶ 直接排水，省時省空間

Alligator 200 抽水真空幫浦可將過濾後的廢水直接排出，不需廢液瓶，節省 40% 桌面空間；並免除倒水、清潔等繁瑣步驟，簡化實驗流程。

▶ 極速拆裝，輕巧實惠

MultiVac 301 / 601 - MB 多連不鏽鋼過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

▶ 可調式補氣閥設計

MultiVac 過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

IP 64 防護等級 (Alligator 200)

RoHS 認證 (Alligator 200)

▶ 一年產品保固 (Alligator 200)

▶ 二年產品保固 (MultiVac 301 / 601 - MB))

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

產品規格

型號	MultiVac 301 - MB - A		MultiVac 601 - MB - A	
技術數據				
最大真空度	313 mbar abs.			
最大液體流量	4.5 L/min			
噪音值	60 dB			
淨重	7.7 Kg		10.5 Kg	
尺寸 (LxWxH)	89 x 19 x 20 cm		128 x 19 x 20 cm	
電氣數據				
輸入電源	DC24V, 1.8A			
最大功率	44W			
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)			
安全性	過載保護裝置			
其它				
過濾孔數	3		6	
過濾漏斗	SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 3		SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 6	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠 , PP, PPS			