

## 旋轉多連真空過濾系統



觀看影片

2年

產品保固

## SolarVac 601 - MB - A

產品貨號 186601-01(02)-A



- 直接排水式真空過濾系統包含：
- Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦
- SolarVac 600 - MB, 6 連旋轉過濾座
- SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL (6 pcs)
- Dragon 100 電子點火式本燈
- MCE 濾膜, 47 mm, 0.45  $\mu$ m (200 pcs)
- 高壓矽膠管



## SolarVac 1201 - MB - A

產品貨號 1861201-01(02)-A



- 直接排水式真空過濾系統包含：
- Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦
- SolarVac 1200 - MB, 12 連旋轉過濾座
- SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL (12 pcs)
- Dragon 100 電子點火式本燈
- MCE 濾膜, 47 mm, 0.45  $\mu$ m (200 pcs)
- 高壓矽膠管



## 產品特色

- 大量微生物樣品過濾**  
過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼及矽膠製成。濾杯可火焰快速滅菌，為大量微生物檢驗所設計的組合。
- 旋轉盤設計**  
旋轉盤設計方便操作，並可有效降低交叉污染。盤面印刷可清晰辨識樣品，減少錯誤取樣的可能性。
- 直接排水，省時省空間**  
採用可直接排水的 Alligator 200 抽水幫浦，可直接將廢液排至水槽，免去廢液瓶，讓過濾更快更方便，並節省 60% 的桌面空間。
- 材質耐用**  
SolarVac 與液體接觸的部份採用 SS316 及矽膠材質，堅固耐用且可高溫高壓滅菌 (autoclavable)。
- 國際認證**  
歐盟 CE 安全認證 (Alligator 200)  
IP 64 防護等級 (Alligator 200)  
RoHS 認證
- 一年產品保固 (Alligator 200)**
- 二年產品保固 (SolarVac 601 / 1201 - MB)**

## 產品應用

- 微生物檢測
- 水中懸浮固體檢測
- 實驗室真空過濾

## 產品規格

型號	SolarVac 601 - MB - A	SolarVac 1201 - MB - A
技術數據		
最大真空度	313 mbar abs.	
最大液體流量	4.5 L/min	
噪音值	60 dB	
淨重	13 Kg	21 Kg
尺寸 (LxWxH)	76 x 34 x 20 cm	77 x 45 x 20 cm
電氣數據		
輸入電源	DC24V, 1.8A	
最大功率	44W	
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)	
安全性	過載保護裝置	
其它		
過濾孔數	6	12
過濾漏斗	SF 不鏽鋼過濾杯，100 mL x 6	SF 不鏽鋼過濾杯，100 mL x 12
適用濾膜直徑	47 mm	47 mm
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠, PP, PPS	