

# 高溫恆溫培養箱



IS412C

IS612C



IS812C

IS912C

## 產品特色

- ▶ **溫度均勻**  
採用雙層結構，減少熱損失，維持穩定恆溫環境、提昇溫度均勻度。且使用自然對流方式，適合用於培養高敏感物質。
- ▶ **方便觀察**  
內置強化玻璃門，觀察樣品同時可以確保溫度不散失。
- ▶ **操作簡單**  
除了可以定值運作外，亦可以自訂程序，並具有自動啟停功能。

## 產品應用

- ▶ 微生物培養
- ▶ 製藥業
- ▶ 熱敏感物質培養
- ▶ 恆溫試驗



▲內置觀察窗 (強化玻璃) · 方便觀察。

## ▶ IS 系列 : RT+5 ~ 80°C，氣套式自然對流

### 產品規格

型號	IS412C	IS612C	IS812C	IS912C
溫度範圍	RT+5 ~ 80°C	RT+5 ~ 80°C	RT+5 ~ 80°C	RT+5 ~ 80°C
溫度振幅	±0.1°C @37°C	±0.1°C @37°C	±0.1°C @37°C	±0.1°C @37°C
溫度均勻度	±1.0°C @37°C	±1.0°C @37°C	±1.0°C @37°C	±1.0°C @37°C
空氣流動方式	氣套式自然對流	氣套式自然對流	氣套式自然對流	氣套式自然對流
觀察窗	Yes	Yes	Yes	Yes
內容量	97 L	159 L	318 L	567 L
淨重	45 Kg	65 Kg	102 Kg	166 Kg
內部尺寸 (L x W x H)	48 x 45 x 45 cm	53 x 60 x 50 cm	53 x 60 x 100 cm	53 x 107 x 100 cm
外部尺寸 (L x W x H)	61 x 56 x 82 cm	66 x 71 x 87 cm	66 x 71 x 162 cm	66 x 118 x 162 cm
電壓	220V	220V	220V	220V
頻率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
耗電流	1.5A	2.0A	3.5A	6.5A