

SINCE 1889



兩槽式恆溫培養箱



INC822C



IQ823C

► INC / IQ 系列：上、下槽獨立運行

產品規格

型號	INC822C	IQ823C
溫度範圍	上槽 RT+5 ~ 80°C	-10 ~ 60°C
	下槽 -10 ~ 60°C	
溫度振幅	上槽 ±0.1°C @37°C	±0.1°C @37°C
	下槽 ±0.5°C	
溫度均勻度	上槽 ±1.5°C @37°C	±1.0°C @37°C
	下槽 ≤ 3.0°C	
空氣流動方式	上槽 自然對流	強制對流
	下槽 強制對流	
內容量	上槽 150 L	143 L
	下槽 143 L	
淨重	160 Kg	165 Kg
內部尺寸 (L x W x H)	上槽 53 x 60 x 50 cm	48 x 60 x 50 cm
	下槽 48 x 60 x 50 cm	
外部尺寸 (L x W x H)	66 x 71 x 179 cm	66 x 71 x 179 cm
電壓	220V	220V
頻率	50/60Hz	50/60Hz
耗電流	6.0A	7.0A

低溫恆溫培養箱

► IN 系列：-10 ~ 60°C，強制對流

產品規格

型號	IN613C	IN613CW	IN813C	IN913C
溫度範圍	-10 ~ 60°C	-10 ~ 60°C	-10 ~ 60°C	-10 ~ 60°C
溫度振幅	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
溫度均勻度	≤ 3.0°C	≤ 3.0°C	≤ 3.0°C	≤ 3.0°C
空氣流動方式	強制對流	強制對流	強制對流	強制對流
觀察窗	-	Yes	-	-
內容量	143 L	143 L	286 L	624 L
淨重	89 Kg	89 Kg	115 Kg	230 Kg
內部尺寸 (L x W x H)	48 x 60 x 50 cm	48 x 60 x 50 cm	48 x 60 x 100 cm	48 x 131 x 100 cm
外部尺寸 (L x W x H)	65 x 71 x 92 cm	65 x 71 x 92 cm	65 x 71 x 163 cm	65 x 142 x 163 cm
電壓	220V	220V	220V	220V
頻率	50Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz
耗電流	3.5A	3.5A	5.0A	10.0A



IN613C



IN813C