

SINCE 1889




# 高溫高壓滅菌釜



SJ511C

SJ811C



## 低機型設計

方便拿取滅菌物品的高度

## 產品特色

### ► 一機多功能

內建多種滅菌、保溫程序，並且可以自訂程序，使用者可依需求自行設定。

### ► 操作簡單

SJ 及 SM 系列配備 7" 彩色觸控螢幕面板，多種操作語言，讓操作直覺又簡單。且採低床型結構，無使用身高限制，方便拿取滅菌物品。

### ► 高度安全性

設有多重壓力蓋開啟保護鎖，各種防護設備，有效提昇使用安全性。

## 產品應用

- 液體滅菌
- 器具滅菌
- 滅菌保溫
- 溶解保溫



## 操作面板

7" 彩色觸控螢幕面板，提供中 / 英 / 日語言操作

## ► SJ 系列：帶觸控螢幕的基礎機型，標配冷卻風扇

### 產品規格

型號	SJ511C	SJ811C
溫度範圍	45 ~ 138°C	45 ~ 138°C
使用壓力	Max. 0.3 MPa	Max. 0.3 MPa
加熱器	110V, 1500W x 2	110V, 2000W x 2
面板	7" 觸控螢幕面板	7" 觸控螢幕面板
內容量	50 L	80 L
淨重	95 Kg	115 Kg
內部尺寸 (L x W x H)	Ø 37 x 47 cm	Ø 37 x 75 cm
外部尺寸 (L x W x H)	66 x 52 x 88 cm	66 x 52 x 116 cm
電壓	220V	220V
頻率	50/60Hz	50/60Hz
耗電流	14.0A	19.0A
配件	提籃 x 2 (Ø 34 x 20 cm)	提籃 x 2 (Ø 34 x 30 cm)