



高溫高壓滅菌釜



► SN / SQ 系列：基礎機型，標配冷卻風扇

產品規格

型號	SN210C	SN310C	SN510C	SQ510C	SQ810C
溫度範圍	45 ~ 135°C	45 ~ 135°C	45 ~ 135°C	45 ~ 135°C	45 ~ 135°C
使用壓力	Max. 0.255 MPa	Max. 0.255 MPa	Max. 0.255 MPa	Max. 0.255 MPa	Max. 0.255 MPa
加熱器	110V, 968W x 2	110V, 968W x 2	110V, 1150W x 2	110V, 1210W x 2	110V, 1500W x 2
內容量	20 L	32 L	47 L	50 L	80 L
淨重	65 Kg	75 Kg	85 Kg	95 Kg	105 Kg
內部尺寸 (L x W x H)	Ø 30 x 31 cm	Ø 30 x 45 cm	Ø 30 x 67 cm	Ø 37 x 47 cm	Ø 37 x 47 cm
外部尺寸 (L x W x H)	59 x 46 x 85 cm	59 x 46 x 85 cm	59 x 46 x 106 cm	66 x 52 x 88 cm	66 x 52 x 116 cm
電壓	220V	220V	220V	220V	220V
頻率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
耗電流	9.0A	9.0A	10.5A	11.0A	14.0A
配件	提籃 x 2 (Ø 27 x 13 cm)	提籃 x 2 (Ø 27 x 20 cm)	提籃 x 2 (Ø 27 x 20 cm)	提籃 x 2 (Ø 34 x 20 cm)	提籃 x 2 (Ø 34 x 30 cm)

* SQ 為低床型 / 方便拿取滅菌物品。

► SM 系列 / 帶觸控螢幕的進階機型，滅菌、保溫、乾燥一機完成

型號	SM510C	SM810C	SM530	SM830
溫度範圍	45 ~ 135°C	45 ~ 135°C	45 ~ 135°C	45 ~ 135°C
使用壓力	Max. 0.255 MPa	Max. 0.255 MPa	Max. 0.255 MPa	Max. 0.255 MPa
加熱器	110V, 295W x 2 + 455W x 2	110V, 275W x 2 + 625W x 2	110V, 295W x 2 + 455W x 2	110V, 275W x 2 + 625W x 2
面板	7" 觸控螢幕面板	7" 觸控螢幕面板	7" 觸控螢幕面板	7" 觸控螢幕面板
內容量	50 L	80 L	50 L	80 L
淨重	113 Kg	137 Kg	113 Kg	137 Kg
內部尺寸 (L x W x H)	Ø 37 x 47 cm	Ø 37 x 75 cm	Ø 37 x 47 cm	Ø 37 x 75 cm
外部尺寸 (L x W x H)	66 x 52 x 88 cm	66 x 52 x 116 cm	66 x 52 x 88 cm	66 x 52 x 116 cm
電壓	220V	220V	220V	220V
頻率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
耗電流	13.0A	13.0A	13.0A	13.0A
配件	提籃 x 2 (Ø 34 x 20 cm)	提籃 x 2 (Ø 34 x 30 cm)	提籃 x 2 (Ø 34 x 20 cm)	提籃 x 2 (Ø 34 x 30 cm)
其它	-	-	醫療器械註冊證	醫療器械註冊證

ROCKER

SATO

YAMATO

Hansabiomed

SIBATA

Wireg

ASONE

其它