


化學沉澱法 (Chemical precipitation)

產品特色

利用親水性聚合物降低 EVs 溶解度，並結合低速離心沉澱 EVs，可快速從生物流體、細胞培養液及植物萃取物中純化 EVs，簡單高效。



- ▶ 簡單、低成本
- ▶ 快速操作，1 小時完成
- ▶ 不需費時的超高速離心
- ▶ 僅需少量樣品 (100 μ L plasma)
- ▶ 穩定、易保存 (4°C)



WB 分析：各 EVs 裂解液的 Alix

一步收集 EV



產品規格

產品貨號	包裝	適用樣品
EXO-Prep 化學沉澱試劑		
HBM-EXP-B5	5 mL (180 Reactions Plasma, 80 Reactions Serum)	Plasma, serum
HBM-EXP-C25	25 mL (25 Reactions)	Cell conditioned media
HBM-EXP-U25	30 mL (25 Reactions)	Urine