

# 小型真空乾燥器

## 產品特色

真空乾燥器採用 PC 聚碳酸酯 (polycarbonate) 材質製作，耐衝擊性強且完全透明，可觀察內置物體。氣封使用矽膠材質製作，氣密佳且使用壽命長。

- ▶ 日本原裝進口
- ▶ PC 材質製作，重量輕且完全透明
- ▶ 附金屬針閥，可做為減壓及氣體交換用途
- ▶ 特殊結構設計，耐高真空至 1 torr
- ▶ 採用矽膠氣封，壽命長
- ▶ 使用溫度範圍 0~55°C
- ▶ 建議搭配 Rocker 400 / 410 無油式真空幫浦

RD-300V



搭配 Rocker 400 / 410 無油式真空幫浦



產品貨號	品名	外徑	內徑	實體高度	內部高度	層板直徑
NIK2070-04	RD-300V 真空乾燥器	Ø 366 mm	Ø 300 mm	371 mm	240 mm	Ø 289 mm

# 真空乾燥皿 / 真空乾燥箱

## 產品特色

真空乾燥箱採用 PC 聚碳酸酯 (polycarbonate) 材質製作，整體採用超厚板材，體積大、耐衝擊性強且完全透明，可觀察內置物體。氣封使用矽膠材質製作，氣密佳且使用壽命長。

- ▶ 日本原裝進口
- ▶ PC 材質製作，重量輕且完全透明
- ▶ 附金屬針閥，可做為減壓及氣體交換用途
- ▶ 特殊結構設計，耐高真空至 1 torr
- ▶ 採用矽膠氣封，壽命長
- ▶ 使用溫度範圍 0~55°C
- ▶ 建議搭配 Rocker 900 / 910 無油式真空幫浦

MVD-100



VDC-31



產品貨號	品名	外部尺寸 (cm)	內部尺寸 (cm)	隔板數量	針閥數量	真空表
NIK2045-02	MVD-100 真空乾燥箱	30 x 29 x 31	25 x 21 x 25	2 個	2 個	1 個
NIK1-1461-01	VDC-31 真空乾燥箱	42 x 40 x 38	28 x 31 x 29	3 個	2 個	1 個