

90 mm 血清瓶過濾瓶組



觀看影片

121°C / 1bar / 20 min



可高壓滅菌



VF 15



VF 16

產品特色

- ▶ GL45 轉接座設計，可將純化後的溶液直接儲存於血清瓶中，避免交叉污染

產品應用

有機或腐蝕性液體之純化，如 HPLC、GC、AA 等分析溶劑


*VF 15 之不鏽鋼濾網不耐強酸，使用前請參考化學相容性表

*另有 VF 17 過濾瓶組可選擇，其規格與 VF 16 相同，僅改為標配 3500 mL 血清瓶

產品規格

型號	VF 15	VF 16
材質		
過濾杯	硼矽玻璃	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃	硼矽玻璃
濾膜墊片	不鏽鋼濾網 (含 PTFE 墊片)	磨砂玻璃
夾具	鋁合金	鋁合金
過濾轉接座	PP	PP
血清瓶	硼矽玻璃	硼矽玻璃
規格		
漏斗容積	1000 mL	1000 mL
接收瓶容積	5000 mL	5000 mL
濾膜直徑	90 mm	90 mm
有效過濾面積	45.5 cm ²	45.5 cm ²
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8

* 接收瓶可耐真空約 5 mbar，建議僅用於真空過濾



相關訂購資訊

VF 15, 90 mm 血清瓶玻璃過濾組 167200-15

玻璃過濾漏斗 1000 mL 167120-37

1	玻璃過濾杯 1000 mL	167210-10
2	鋁製夾具 90 mm	167240-02
3	不鏽鋼網濾膜墊片 90 mm	167230-33-1
4	PTFE 墊片 90 mm	167230-43
5	不鏽鋼網玻璃過濾基座 90 mm (含: 8 號矽膠塞)	167230-10
6	GL45 過濾轉接座	197000-65
7	血清瓶 5000 mL	197000-55

VF 16, 90 mm 血清瓶玻璃過濾組 167200-16

磨砂玻璃過濾漏斗 1000 mL 167120-38

1	玻璃過濾杯 1000 mL	167210-10
2	鋁製夾具 90 mm	167240-02
3	磨砂玻璃過濾基座 90 mm (含: 8 號矽膠塞)	167230-11
4	GL45 過濾轉接座	197000-65
5	血清瓶 5000 mL	197000-55