

可攜式廢液抽吸系統



觀看影片

Lafil 100

產品貨號 197100-01(02)



產品特色

► All in One，省 65% 空間

整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件，提供實驗室完整的廢液抽吸解決方案，比傳統自組系統節省 65% 空間。

► 可放入無菌操作台

Lafil 100 體積小巧，可直接放到無菌操作台內操作。

► 操作安全且便利

- (1) 圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。
- (2) 標配針頭式過濾器（小飛碟），防止廢液瓶滿時被抽進幫浦，同時阻擋氣膠，降低汙染風險。
- (3) Lafil 100 機體即為配件放置架，輕鬆收納抽吸套件。

► Eco 功能 (Lafil 100^{eco})

Lafil 100^{eco} 具備節能設計，在達到最大真空時，自動停止；並於操作時，自行啟動。不僅可節省電力損耗，也可以維持安靜的工作環境。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

► 一年產品保固

產品應用

- 細胞培養廢液抽吸
- 實驗室各種廢液抽吸

相關訂購資訊

產品 / 配件	產品貨號
Lafil 100 ^{eco} 可攜式廢液抽吸系統，AC100-240V，美規插頭變壓器（歐規插頭變壓器）	197110-01(02)
PP 真空瓶 1000 mL（含 GL45 抽氣血清瓶蓋）	197100-10
硼矽玻璃血清瓶 500 mL（含 GL45 抽氣血清瓶蓋）	197000-60-500

產品規格

型號	Lafil 100	Lafil 100 ^{eco}
技術數據		
最大真空度	345 mbar abs.	480 mbar abs.*
最大流量	4.0 L/min	
抽液速度	9 mL/sec	
真空瓶	PP 真空瓶 1000 mL / (選配) 玻璃血清瓶 500 mL	
自動關閉	-	Yes
噪音值	50 dB	
淨重	1.3 Kg	1.5 Kg
尺寸 (LxWxH)	27 x 13 x 28 cm	
電氣數據		
輸入電源	DC12V, 0.5A	
最大功率	6W	
其它		
廢液抽吸套件	• 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭	

* Lafil 100^{eco} 會於真空度達到 480 mbar 時自動關閉，並於真空度降至 813 mbar 時自行啟動