

ROCKER

超音波清洗機

* 整套包含托盤及不鏽鋼蓋



Soner 203

產品貨號 188203-11(22)



Soner 203H (可加熱)

產品貨號 188204-11(22)



Soner 206

產品貨號 188206-11(22)



Soner 206H (可加熱)

產品貨號 188207-11(22)



Soner 210

產品貨號 188210-11(22)



Soner 210H (可加熱)

產品貨號 188211-11(22)



Soner 220

產品貨號 188220-11(22)



Soner 220H (可加熱)

產品貨號 188221-11(22)

產品特色

▶ 脫氣功能 (Degassing)

Soner 系列標配脫氣功能，可排除水中氣泡，提升清洗效果。

▶ 工業用振盪子

Soner 系列產品使用工業用振盪子，功率強且使用壽命長。

▶ 35kHz 低頻清潔

Soner 系列產品採 35 kHz 頻率，能輕易清潔大面積髒汙及微粒，適合大物件的表面清潔。

▶ 不鏽鋼內槽，堅固耐用

Soner 系列內槽採 SS304 不鏽鋼，耐用、易清潔且防鏽。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 一年產品保固

產品應用

▶ 溶劑脫氣

HPLC 移動相

▶ 器皿、工具清潔

比色槽、比色管、玻璃器具

光學鏡片、醫療工具、牙科器械

▶ 工業製品、組件、半成品清潔

電路板、五金零件

超音波清洗機 配件	(標配) 托盤	(選配) 洗籃	(選配) 燒杯固定架
			
	適用大型物件	適用小型 多量物件	間接清洗時 固定燒杯
Soner 203 / 203H	188203-31	188203-30	188200-31
Soner 206 / 206H	188206-31	188206-30	188200-31
Soner 210 / 210H	188210-31	188210-30	188200-32
Soner 220 / 220H	188220-31	188220-30	188200-33

產品規格

型號	Soner 203	Soner 203H	Soner 206	Soner 206H	Soner 210	Soner 210H	Soner 220	Soner 220H
技術數據								
容量	3L		6L		10L		20L	
頻率	35 kHz		35 kHz		35 kHz		35 kHz	
計時器	1 ~ 99 分鐘							
加熱功能	-	室溫 ~ 60°C						
脫氣功能	Yes		Yes		Yes		Yes	
排水系統	-		-		Yes		Yes	
主機重量	4.0 Kg	4.1 Kg	5.5 Kg	5.7 Kg	7.5 Kg	7.7 Kg	14.5 Kg	15.0 Kg
內槽尺寸 (LxWxH)	24 x 14 x 10 cm		30 x 15 x 15 cm		30 x 24 x 15 cm		50 x 30 x 15 cm	
主機尺寸 (LxWxH)	27 x 16 x 24 cm		33 x 18 x 29 cm		36 x 27 x 31 cm		57 x 33 x 33 cm	
電氣數據								
電壓	110V	220V	110V	220V	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz							
脫氣功率	100W		180W		200W		500W	
加熱功率	-	88W	-	170W	-	270W	-	550W
安全性	保險絲		保險絲		保險絲		保險絲	

ROCKER

SATO

YAMATO

Hansabiomed

SIBATA

Witeg

ASONE

其它